

BMN "I" TYPE

SET PER ASPIRATO-MIDOLLARE

Set per aspirato-midollare sterno-cresta iliaca

Caratteristiche:

- Le punte dell'ago e del mandrino sono state disegnate per facilitare il passaggio nel tessuto osseo.
- Guardia a vite (rimovibile) che permette di variare la lunghezza dell'ago mediante una scala millimetrica.
- Impugnatura anatomica che consente una presa e una manovrabilità sicura, in quanto la forza necessaria all'attraversamento del tessuto osseo viene scaricata su tutto il palmo della mano e non localmente.

HS BMN "I" TRAY

Il kit è composto da:

- n° 1 siringa (10cc) con ago prefiltrato montato da 19G
- n° 2 aghi ipodermici 21G/25G
- Lidocaina 2% 10ml
- Disinfettante per cute:
 - Clorexidina gluconato 0.05 busta monodose 25ml (Neoxinal[®])
 - Bustine di garza idrofila impregnata di iodio povidone (Bataseptic[®])
- n° 2 provette EDTA
- n° 5 vetrini/ n° 2 portavetrini a 3 posti
- n° 1 siringa da 30cc per aspirato citologico
- Busta in polietilene trasparente portacampioni
- Bisturi, compresse di garza, telino bianco
- n° 2 telini azzurri, cerotto



| CODICE | DIAMETRO | LUNGHEZZA | BOX |
|-----------------|----------|----------------------|-----|
| I 1407M | 14G | 9 - 20 - 53 - 70mm | 10 |
| I 1408M | 14G | 19 - 30 - 63 - 80mm | 10 |
| I 1507M | 15G | 9 - 20 - 53 - 70mm | 10 |
| I 1508M | 15G | 19 - 30 - 63 - 80mm | 10 |
| I 1510M | 15G | 39 - 50 - 83 - 100mm | 10 |
| I 1607M | 16G | 9 - 20 - 53 - 70mm | 10 |
| I 1610M | 16G | 39 - 50 - 83 - 100mm | 10 |
| I 1807M | 18G | 9 - 20 - 53 - 70mm | 10 |
| I 1810M | 18G | 39 - 50 - 83 - 100mm | 10 |
| HS BMN "I" TRAY | | | |
| BMNIK 1507 | 15G | 9 - 20 - 53 - 70mm | 10 |
| BMNIK 1607 | 16G | 9 - 20 - 53 - 70mm | 10 |

IMA
Independent Medical Associates

www.I-MA.com
info@I-MA.com
p: 888.548.4462
f: 888-548-1462