

HARVEST NEEDLE

SET PER L'ESPIANTO DEL MIDOLLO OSSEO

BONE MARROW HARVEST NEEDLE

Ago con n°5 fori posti all'estremità della punta che consentono un'abbondante aspirazione.

Cono luer

Mandrino con punta piramidale che consente un'introduzione facilitata attraverso la parete ossea.

Impugnatura anatomica che consente una presa ed una manovrabilità sicura in quanto la forza necessaria all'avanzamento dell'ago, attraverso il tessuto osseo, viene scaricata su tutto il palmo della mano e non localmente.

Set completo di doppio mandrino.

Harvest needle with 5 holes at the tip for better aspiration.

Its pyramidal tip allows easier penetration through the bone.

Ergonomic handle for a more comfortable grip.

Complete set with extra stylet.

CODE	DIAMETER	LENGTH	BOX	CODE	DIAMETER	LENGTH	BOX
ES1110	11G	100 mm	10	ES1310	13G	100 mm	10



IMA
Independent Medical Associates

www.I-MA.com
info@I-MA.com
p: 888.548.4462
f: 888-548-1462