

ECOJEKT® AMNIOKIT

KIT PER AMNIOCENTESI E VILLOCENTESI

Kit per prelievo di liquido amniotico (eseguito in genere tra la 15° e la 18° settimana) per la diagnosi prenatale di difetti genetici del feto. Utilizzato anche per esami citogenetici biochimici.

ECOJEKT® AMNIOKIT

Kit per amniocentesi con ago con ago CHIBA


L'ECOJEKT è un ago con punta tipo Chiba modificato (doppia affilatura).

- L'ago è completo di mandrino estraibile perfettamente accoppiato all'ago.
- Il Fermo scorrevole e la centimetratura dell'ago consentono un controllo sicuro della profondità di penetrazione.
- Il Marker ecogeno interno evita diffusione di cellule tumorali.
- Cono luer trasparente con codice colore.

Il kit è composto da:

- Guaina coprisonda in polietilene.
- Gel sterile.
- Telo per campo sterile 60x60cm e telo con foro centrale 60x45cm.
- N°3 provette da 15ml.
- N°2 siringhe da 20cc con attacco luer lock.
- Pinzetta anatomica.
- N°batuffoli di garza e n°2 vaschette per il disinfettante.

CODICE	DIAMETRO	LUNGHEZZA	BOX
E2005K	20G	50mm	10
E2007K	20G	70mm	10
E2010K	20G	100mm	10
E2015K	20G	150mm	10
E2018K	20G	180mm	10
E2020K	20G	200mm	10
E2030K	20G	300mm	10
E2035K	20G	350mm	10
E2107K	21G	70mm	10
E2110K	21G	100mm	10
E2115K	21G	150mm	10
E2118K	21G	180mm	10
E2120K	21G	200mm	10
E2130K	21G	300mm	10
E2205K	22G	50mm	10
E2210K	22G	75mm	10
E2205K	22G	100mm	10
E22075K	22G	100mm	10
E2210K	22G	150mm	10
E2215K	22G	180mm	10
E2218K	22G	200mm	10
E2220K	22G	200mm	10



www.I-MA.com
info@I-MA.com
p: 888.548.4462
f: 888-548-1462

IMA
Independent Medical Associates