

QUINJEKT

AGO SPINALE PUNTA QUINCKE MODIFICATA

Il **QUINJEKT** è un ago spinale con punta Quincke modificata (doppia affilatura).

- Completo di Mandrino estraibile perfettamente accoppiato all'ago.
- Cono dell'ago luer trasparente con codice colore.

Il **QUINJEKT** può essere utilizzato per: biopsie, agoaspirazioni, iniezioni di mezzo di contrasto, prelievi di liquido amniotico, alcolizzazioni, punture esplorative, prelievo di villi coriali e punture lombari.

CODICE	DIAMETRO	LUNGHEZZA	BOX
Q 1805	18G	50mm	10
Q 1809	18G	90mm	10
Q 1812	18G	120mm	10
Q 1815	18G	150mm	10
Q 1820	18G	200mm	10
Q 1825	18G	250mm	10
Q 2005	20G	50mm	10
Q 2009	20G	90mm	10
Q 2012	20G	120mm	10
Q 2015	20G	150mm	10
Q 2020	20G	200mm	10
Q 2025	20G	250mm	10
Q 2105	21G	50mm	10
Q 2109	21G	90mm	10
Q 2115	21G	150mm	10
Q 2207	22G	70mm	10
Q 2209	22G	90mm	10
Q 2212	22G	120mm	10
Q 22125	22G	125mm	10
Q 2215	22G	150mm	10
Q 22175	22G	175mm	10
Q 2220	22G	200mm	10
Q 2305	23G	50mm	10
Q 2309	23G	90mm	10
Q 2315	23G	150mm	10
Q 2320	23G	200mm	10
Q 2505	25G	50mm	10
Q 2515	25G	150mm	10

IMA
Independent Medical Associates

www.I-MA.com
info@I-MA.com
p: 888.548.4462
f: 888-548-1462

